


La soluzione per il reparto di Terapia Intensiva



iCU completa

La soluzione per il reparto

ELEGANZA 3XC
con materasso Virtuoso

<p>iCU alive</p>	<p>Gestione delle funzioni vitali del paziente</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzione Smart CPR ✓ Esami radiologici 	
<p>iCU safe</p>	<p>Prevenzione delle lesioni da pressione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Virtuoso alternating pressure mattress ✓ Funzione di posizionamento Ergoframe® 	
	<p>Prevenzione delle complicanze respiratorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Posizione di sedia cardiologica 	
	<p>Prevenzione delle cadute</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sponde laterali con Protector ✓ Allarme uscita dal letto multizona ✓ Allarme freno 	
<p>iCU recovered</p>	<p>Recupero accelerato</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Maniglia Mobi-Lift® 	
<p>iCU well</p>	<p>Agevolazione della gestione del paziente in ICU</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema di pesatura integrato ✓ Comandi a pedale con posizione visita 	

di Terapia Intensiva

ELEGANZA 5
con materasso Virtuoso o OptiCare

MULTICARE
con materasso Virtuoso o OptiCare

- ✓ Funzione Smart CPR
- ✓ Esami radiologici



- ✓ Funzione Smart CPR
- ✓ Esami radiologici
- ✓ Terapia laterale automatica



- ✓ Materasso a pressione alternata Virtuoso
- ✓ Materasso smart integrato OptiCare
- ✓ Funzione di posizionamento Ergoframe®
- ✓ Inclinazione laterale



- ✓ Materasso a pressione alternata Virtuoso
- ✓ Materasso smart integrato OptiCare
- ✓ Funzione di posizionamento Ergoframe®
- ✓ Terapia laterale automatica



- ✓ Posizione di sedia ortopnoica
- ✓ Arresto schienale a 30°/45°
- ✓ Inclinazione laterale 15°



- ✓ Posizione di sedia ortopnoica
- ✓ Arresto schienale a 30°/45°
- ✓ Terapia laterale automatica



- ✓ Sponde laterali con Protector
- ✓ Allarme uscita dal letto multizona



- ✓ Sponde laterali con Protector
- ✓ Allarme uscita dal letto multizona
- ✓ i-Brake



- ✓ Maniglia Mobi-Lift® +
- ✓ MobiRails +
- ✓ Inclinazione laterale per la mobilizzazione del paziente



- ✓ Maniglia Mobi-Lift® +
- ✓ MobiRails +
- ✓ Inclinazione laterale per la mobilizzazione del paziente



- ✓ Sistema di pesatura integrato
- ✓ Comandi a pedale con posizione di esame
- ✓ i-Drive Power
- ✓ Inclinazione laterale



- ✓ Sistema di pesatura integrato
- ✓ Comandi a pedale con posizione visita
- ✓ i-Drive Power
- ✓ Inclinazione laterale



ICU ALIVE

La vostra è un'attività salva-vita e noi vi mettiamo nelle condizioni ideali per farlo. La gestione delle funzioni vitali dei pazienti è un aspetto prioritario della terapia intensiva. I letti e i materassi LINET per ICU offrono soluzioni avanzate per supportare le manovre di CPR, l'inserimento di cateteri venosi centrali (CVC), la gestione delle complicanze respiratorie.



CPR in un unico step. Il letto e il materasso sono pronti per la rianimazione cardiopolmonare. Rapidità e sicurezza.



L'esame radiologico a letto aiuta a monitorare la posizione del catetere venoso centrale.

La terapia laterale automatica aiuta a prevenire la sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), la VAP e l'atelectasia.

Multicare

Eleganza 3XC

- ✓ Funzione Smart CPR
- ✓ Esami radiologici

Eleganza 5

- ✓ Funzione Smart CPR
- ✓ Esami radiologici

- ✓ Funzione Smart CPR
- ✓ Esami radiologici
- ✓ Terapia laterale automatica

ICU SAFE

Sappiamo come prevenire i rischi legati alla terapia intensiva! Le nostre soluzioni vi aiutano a gestire le complicanze respiratorie, le cadute e a minimizzare i rischi di lesioni da pressione.



Il sistema Ergoframe® estende l'area nella zona pelvica e riduce il rischio di lesioni da pressione. La posizione della sedia cardiaca è confortevole per il paziente e ne agevola la respirazione.



La combinazione di sponde laterali con allarme di uscita dal letto multizona e i-Brake aiuta a minimizzare il rischio di caduta.



Il materasso smart OptiCare ottimizza automaticamente la pressione in base alle esigenze specifiche di un paziente.

Eleganza 3XC

- ✓ Materasso a pressione alternata Virtuoso
- ✓ Funzione di posizionamento Ergoframe®
- ✓ Posizione di sedia cardiologica
- ✓ Sponde laterali con protezione
- ✓ Allarme uscita dal letto multizona
- ✓ Allarme freno

Eleganza 5

- ✓ Materasso a pressione alternata Virtuoso
- ✓ Materasso smart integrato OptiCare
- ✓ Funzione di posizionamento Ergoframe®
- ✓ Inclinazione laterale
- ✓ Posizione di sedia ortopnoica
- ✓ Arresto schienale a 30°/45°
- ✓ Inclinazione laterale 15°
- ✓ Sponde laterali con protezione
- ✓ Allarme uscita dal letto multizona

Multicare

- ✓ Materasso a pressione alternata Virtuoso
- ✓ Materasso smart integrato OptiCare
- ✓ Funzione di posizionamento Ergoframe®
- ✓ Terapia laterale automatica
- ✓ Posizione di sedia ortopnoica
- ✓ Arresto schienale a 30°/45°
- ✓ Terapia laterale automatica
- ✓ Sponde laterali con protezione
- ✓ Allarme uscita dal letto multizona
- ✓ i-Brake

ICU RECOVERED

La sindrome da immobilizzazione ritarda il recupero del paziente in terapia intensiva. Una mobilizzazione anticipata tramite le innovative funzioni del letto per ICU ne accelera il recupero in modo sicuro ed efficace.



La maniglia Mobi-Lift® agevola il passaggio dalla posizione seduta alla posizione in piedi durante la mobilizzazione.



Maniglia Mobi-Lift® per agevolare l'uscita dal letto.



Le funzioni di inclinazione laterale con l'esclusione delle sponde laterali aumentano la sicurezza e l'efficacia della mobilizzazione.

Multicare

Eleganza 3XC

- ✓ Maniglia Mobi-Lift®

Eleganza 5

- ✓ Maniglia Mobi-Lift® +
MobiRails +
Inclinazione laterale per
mobilizzazione

- ✓ Maniglia Mobi-Lift® +
MobiRails +
Inclinazione laterale per
mobilizzazione

icu well

Vi aiutiamo a proteggere il personale del reparto di Terapia Intensiva. È possibile eseguire la manipolazione e il trasporto del paziente in condizioni di rischio e sforzo fisico minime.



i-Drive Power – L'acceleratore smart ottimizza la velocità di guida in situazioni di guida differenti.



Il sistema di trasporto motorizzato i-Drive Power richiede una ridotta forza fisica.

L'infermiere svolgerà le proprie mansioni abituali in modo ergonomico e agevole.

Eleganza 3XC

- ✓ Sistema di pesatura integrato
- ✓ Comandi a pedale con posizione di esame

Eleganza 5

- ✓ Sistema di pesatura integrato
- ✓ Comandi a pedale con posizione di esame
- ✓ i-Drive Power

Multicare

- ✓ Sistema di pesatura integrato
- ✓ Comandi a pedale con posizione di esame
- ✓ i-Drive Power
- ✓ Inclinazione laterale

La soluzione completa per la Terapia Intensiva

Paziente

- Riduzione delle complicanze polmonari grazie al sistema ALT®
- Recupero più rapido grazie al sistema Mobi-Lift®
- Riduzione delle cadute grazie alle sponde laterali, all'allarme di uscita da letto multizona e all'i-Brake



- Riduzione dello sforzo fisico e manipolazione del paziente più agevole grazie all'inclinazione laterale
- Trasporto più rapido e sicuro grazie al sistema i-Drive Power
- Riposizionamento più semplice grazie alla funzione Ergoframe®



Personale

Gestione

- Riduzione dei costi aggiuntivi derivati da VAP, cadute, infezioni e ulcere da decubito
- Più tempo a disposizione del personale per lavori qualificati
- Strumenti per una gestione efficace = risparmio dei costi



 wissner-
bosserhoff

 LINET®

Members of LINET Group

LINET Italia srl unipersonale

Via Galileo Galilei 48 | 25020 Poncarale BS | Italia

tel.: +39 030 3229519 | fax: +39 030 2540116 | e-mail: info@linetitalia.com | www.linet-italia.it

