



Solutions pour les soins intensifs



iCU complete

Solution complète pour


ELEGANZA 3XC
avec matelas Virtuoso

iCU alive	Gestion des fonctions vitales du patient	✓ Fonction CPR intelligent ✓ Contrôle radio	
iCU safe	Prévention des escarres	✓ Matelas thérapeutique Virtuoso ✓ Ergoframe® - double translation	
	Prévention des complications respiratoires	✓ Position chaise cardiaque	
	Prévention des chutes	✓ Demi-barrières avec protecteur ✓ Alarme de sortie de lit ✓ Alarme de frein	
iCU recovered	Convalescence accéléré	✓ Poignée Mobi-Lift®	
iCU well	Des tâches facilitées	✓ Système de pesée intégrée ✓ Pédales de hauteur variable avec position d'examen automatique	

le service de soins intensifs

ELEGANZA 5 avec matelas Virtuoso ou OptiCare

MULTICARE avec matelas Virtuoso ou OptiCare

✓ Fonction CPR intelligent ✓ Contrôle radio		✓ Fonction CPR intelligent ✓ Contrôle radio ✓ Latéralisation automatique	
✓ Matelas thérapeutique Virtuoso ✓ Matelas intégré intelligent OptiCare ✓ ErgoFrame® - double translation ✓ Latéralisation		✓ Matelas thérapeutique Virtuoso ✓ Matelas intégré intelligent OptiCare ✓ ErgoFrame® - double translation ✓ Latéralisation automatique	
✓ Position d'assise orthopnéique ✓ Arrêt automatique du relève-buste à 30° et 45° ✓ Latéralisation +/- 15°		✓ Position d'assise orthopnéique ✓ Arrêt automatique du relève-buste à 30° et 45° ✓ Latéralisation automatique	
✓ Demi-barrières avec protecteur ✓ Alarme de sortie de lit		✓ Demi-barrières avec protecteur ✓ Alarme de sortie de lit ✓ i-Brake	
✓ Poignée Mobi-Lift® + MobiRails + Latéralisation pour la mobilisation		✓ Poignée Mobi-Lift® + MobiRails + Latéralisation pour la mobilisation	
✓ Système de pesée intégrée ✓ Pédales de hauteur variable avec position d'examen automatique ✓ i-Drive Power ✓ Latéralisation		✓ Système de pesée intégrée ✓ Pédales de hauteur variable avec position d'examen automatique ✓ i-Drive Power ✓ Latéralisation	

ICU **ALIVE**

Vous sauvez des vies et nous vous offrons les outils pour le faire. La gestion des fonctions vitales d'un patient est une priorité des services de soins intensifs. Les lits et les matelas LINET à destination des soins intensifs apportent des solutions avancées pour accompagner les missions des soignants pendant la réanimation, la pose d'un cathéter veineux central (CVC), la gestion des complications respiratoires et bien d'autres situations.



Avec un matelas intégré le CPR électrique gère à la fois le matelas et le lit. Rapide et sûr.



La latéralisation automatique peut aider à prévenir les syndromes de détresse respiratoire.

Dans le lit, la radio de contrôle peut aider à la pose d'un cathéter veineux central.



Eleganza 3XC

- ✓ Fonction CPR intelligent
- ✓ Contrôle radio

Eleganza 5

- ✓ Fonction CPR intelligent
- ✓ Contrôle radio

Multicare

- ✓ Fonction CPR intelligent
- ✓ Contrôle radio
- ✓ Latéralisation automatique

ICU safe

Nous savons comment éviter les risques liés aux soins intensifs ! Nos solutions vous accompagneront dans la gestion des complications respiratoires, des chutes et des escarres.



Ergoframe® agrandit l'espace dans le secteur pelvien et prévient la formation des escarres. La position de la chaise cardiaque est confortable pour le patient tout en assistant la respiration.



Le matelas intelligent OptiCare règle automatiquement la pression en respectant les différents besoins des patients.



La combinaison de demi-barrières latérales avec l'alarme de sortie de lit et l'i-Brake contribue à réduire le risque de chute.

Eleganza 3XC

- ✓ Matelas thérapeutique Virtuoso
- ✓ Double translation - Ergoframe®
- ✓ Position chaise cardiaque
- ✓ Demi-barrières latérales avec protecteur
- ✓ Alarme de sortie de lit
- ✓ Alarme de frein

Eleganza 5

- ✓ Matelas thérapeutique Virtuoso
- ✓ Matelas intégré intelligent OptiCare
- ✓ Double translation - Ergoframe®
- ✓ Latéralisation
- ✓ Position d'assise orthopnéique
- ✓ Arrêt automatique du relèvement à 30° et 45°
- ✓ Latéralisation +/- 15°
- ✓ Demi-barrières latérales avec protecteur
- ✓ Alarme de sortie de lit

Multicare

- ✓ Matelas thérapeutique Virtuoso
- ✓ Matelas intégré intelligent OptiCare
- ✓ Double translation - Ergoframe®
- ✓ Latéralisation automatique
- ✓ Position d'assise orthopnéique
- ✓ Arrêt automatique du relèvement à 30° et 45°
- ✓ Demi-barrières latérales avec protecteur
- ✓ Alarme de sortie de lit
- ✓ i-Brake

icu recovered

Le syndrome d'immobilité est une barrière au rétablissement du patient en soins intensifs. Une mobilisation anticipée possible grâce aux caractéristiques innovantes des lits de soins intensifs accélère de façon efficace et sans risque le retour à l'autonomie du patient.



La poignée Mobi-Lift® facilite les procédures de transfert de position assis / debout pendant la mobilisation.



La latéralisation ainsi que les demi-barrières latérales augmentent la sûreté et l'efficacité de la mobilisation.

Poignée Mobi-Lift® pour faciliter la mobilisation.

Multicare

Eleganza 3XC

- ✓ Poignée Mobi-Lift®

Eleganza 5

- ✓ Poignée Mobi-Lift® +
MobiRails +
Latéralisation pour
la mobilité

- ✓ Poignée Mobi-Lift® +
MobiRails +
Latéralisation pour
la mobilité

icu well

Nous participons à la protection du personnel des soins intensifs ! La manipulation et le transport de patient peuvent être effectués avec un risque et un effort physique minimal.



i-Drive Power – l'accélérateur intelligent optimise la vitesse de brancardage en fonction des situations.



La roue motorisée i-Drive Power nécessite un minimum de force de la part du soignant.



Latéralisation du sommier : Une assistance pour manipuler le patient avec un minimum d'efforts.

Eleganza 3XC

- ✓ Système de pesée intégrée
- ✓ Pédales de hauteur variable avec position d'examen automatique

Eleganza 5

- ✓ Système de pesée intégrée
- ✓ Pédales de hauteur variable avec position d'examen automatique
- ✓ i-Drive Power
- ✓ Latéralisation

Multicare

- ✓ Système de pesée intégrée
- ✓ Pédales de hauteur variable avec position d'examen automatique
- ✓ i-Drive Power
- ✓ Latéralisation

Solutions complète de soins intensifs

Patient

- Moins de complications pulmonaires grâce à la latéralisation automatique®
- Un retour à la mobilité plus rapide grâce à Mobi-Lift®
- Diminution du nombre de chutes grâce au concept de demi-barrières latérales, d'alarme de sortie du lit et d'i-Brake bed exit alarm and i-Brake




- Moins de contrainte physique et manipulation plus facile du patient grâce à la latéralisation
- Transport plus sûr et plus rapide grâce à i-Drive Power
- Repositionnement plus facile grâce à Ergoframe®



Personnel

Gestion

- Diminution du surcoût pour les infections pulmonaires, chutes et escarres
- Economie du temps de personnel pour les emplois qualifiés
- Gestion efficace des équipements = économiques



Members of LINET Group

LINET France SAS

7, rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-Lès-Tours | France
Tél. : 02 47 80 31 80 | Fax : 02 47 80 31 81 | E-mail : info@linet.fr | www.linet.fr

